

## 长期聚氨酯透析导管及套件

血液透析导管包组件包括:

- 1×带CUFF, 导管夹和肝素帽的双腔导管/1×18G穿刺针
- 1×“J”型导丝直径为0.038"×76cm/1×撕裂鞘
- 1×扩张管/1×注射器/1×手术刀/6×纱布/1×透明敷料

Eagle Flow™ HEMODIALYSIS CATHETER KIT CONTAINS:

- 1×Dual Lumen catheter with cuff, clamps and injection caps/1×18G Introducer needle
- 1×“J” Guidewire 0.038"×76cm/1×Tearway Introducer
- 1×Dilator/1×Syringe/1×Scalpel/6×Gauzes/1×Wound dressing



昊朗科技(佛山)有限公司

地址: 广东省佛山市禅城区南庄吉利工业园新源2路39号  
 电话: 0757-88027058  
 传真: 0757-88027057

佛山市昊宁康医疗器械有限公司

地址: 佛山市禅城区城头西路1号1205  
 电话: 0757-82369566  
 传真: 0757-82160736  
 网址: www.haolangmed.com  
 邮箱: harvey.liuhao@haolangmed.com

Manufacturer:  
 生产商:



**ISO13485:2016**  
 Certified Quality System



昊朗医疗美国公司是一家美国专业的医疗器械开发及制造商,一直专注于血管通路产品,输液治疗产品和感染控制产品。目前美国昊朗公司为美国,德国,英国等37个国家超过1000家医院提供正确的医疗解决方案。美国昊朗公司致力于为您提供可靠的质量,先进的医疗技术,安全舒适的服务。

### 安全性

- 光滑的管体表面,有效降低血小板的粘附,减少血栓形成,植入血管时摩擦阻力小。



- 柔软的医用聚氨酯材料具有良好的生物相容性,有效减少血管内膜损伤,抗扭结,耐用。抗拉断能力显著提高。同等直径硅胶导管断裂力:50-60N。昊朗新一代长期血透导管管体断裂力:大于200N。

- 预弯曲导管配置,有效更好的防止导管因折弯而堵塞。




- 标准的鲁尔外延管接头采用硬质医用聚氨酯材料,可反复对接透析管道不脆裂。



- 增强型聚酯CUFF可固定导管减少感染发生。



- 交错的侧孔设计,最好的减低血液再循环风险。



昊朗新一代长期血液透析导管由特殊配方的高等级医用聚氨酯和Cuff等组成。兼顾安全性和实用性,为血液透析和血浆交换治疗提供更好的治疗方案。

### 实用性

- 双D结构最大限度的利用了横截面的有效面积,更好保证透析流速。  
 同直径硅胶管液体流速:250ml/min  
 昊朗长期血透导管液体流速:大于300ml/min



- 导管尖端结构可用导丝引导插管减少插管的出血量,Kit内配有撕裂鞘,兼顾塞丁格和改良型塞丁格插管方案。



- 每一个产品的外包装有可追溯性条形码,方便医务人员追溯管理。



### 多种配件可供选择

Available lots of accessories

Are also available in clearly arranged KITS. The ready-to-therapy KITS contain all the accessories needed for catheter placement.

